



## ARBEITSAUFTRAG - KONTAKTPUNKTE

1. Antagonistenkontakte (Blaupapier) sichtbar machen!
2. Kontrolliere und schneide die okklusalen Kontakte ab!
3. Kontrolliere die approximalen Kontaktpunkte und schneide sie ab!

**ORDNE DEN FELDERN DIE ENTSPRECHENDEN ZIFFERN ZU!!**

The screenshot displays the Zirkozahn Modellier software interface. The main window shows a 3D model of a dental arch with contact points highlighted in yellow and blue. The left sidebar contains two sections: 'OKKLUSION ANPASSEN' and 'KONTAKTPUNKTE ANPASSEN'. The 'OKKLUSION ANPASSEN' section has a 'Durchdringungen abschneiden' button and a 'Unter Erhalt der Zahnform anpassen' button. The 'KONTAKTPUNKTE ANPASSEN' section has a 'Durchdringungen abschneiden' button, a 'Unter Erhalt der Zahnform anpassen' button, a 'Distanz zu Nachbarzähnen' slider set to 0 mm, a 'Distanz Klippchen/Reduziertes' slider, a checked 'Kontaktpunkte zu Nachbarzähnen automatisch erstellen' checkbox, and an 'Eindringtiefe vor Abschneiden' slider set to -0.1 mm. The top right of the interface shows a color scale legend and a 'Skalierung' slider set to 1 mm. The bottom left has 'ZURÜCK' and 'WEITER' buttons. Three orange boxes with arrows point to the 'Durchdringungen abschneiden' buttons in the 'OKKLUSION ANPASSEN' and 'KONTAKTPUNKTE ANPASSEN' sections, and a fourth orange box points to the 'Skalierung' slider.